

به نام خدا

سکشن یکشنبه ۸-

گزارش کار آزمایشگاه کنترل میکروبی

۱۰

اعضای گروه : محمد مهدی نورانی- امیرحسین راستی - امیرحسین شبویی

تعیین مقدار آنتی بیوتیک پنی سیلین به روش چاهک پلیت

مقدمه : سنجش های میکروبی (Microbial assay) از زیر مجموعه ی bio assay هاست که تکنیکی برای ارزیابی قدرت یا غلظت یک ترکیب است. این کار با قرار دادن میکروارگانیسم ها در معرض ترکیب و تعیین تأثیر آن بر آنها انجام می شود.

آزمایش های حساسیت ضد میکروبی می تواند برای پیدا کردن داروی موثر اپیدمیولوژی و پیش بینی نتیجه بعد از درمان بیماری مورد استفاده قرار بگیرد. اساس کار ما در این روش واکنش کمی بین یک میکروارگانیسم با ماده ای که مورد سنجش هست و هدف ما این است که واکنش و رابطه ای کمی بین یک میکروارگانیسم مناسب انتخاب شده از قبل با ماده مورد سنجش برقرار کنیم. بسیاری از آنتی بیوتیک ها و هورمون ها و ویتامین ها روش تعیین مقدارشان در فارماکوپه تا به امروز روش های microbial assay میباشد. میکروارگانیسم های مورد نظر باید دارای غلظت معین باشند و با هر غلظتی نمی توان آن ها را به کار برد و بین غلظت و response مان در یک ناحیه غلظتی یک رابطه خطی وجود دارد و اگر غلظت از مقدار مشخصی کمتر (دقت در انتخاب غلظت choice) باشد ممکن هست واکنش ما یک واکنش کمی یا قابل تکرار و پایدار نباشد.

روش انجام آزمایش : ابتدا ۵ لوله آزمایش استریل را برمی داریم از غلظت ۱۰ واحد بر میلی لیتر آنتی بیوتیک پنی سیلین کریستال غلظت های S1,S2,S3,S4,S5 که به ترتیب از S1 و ۰/۶۴ و ۰/۸ و ۱ و ۱/۲۵ و ۱/۵۶ واحد بر میلی لیتر می باشند را میسازیم.

S1_> 0.64 cc standard + 9.36 cc water

S2_> 0.8 cc standard + 9.2 cc water

S3_> 1 cc standard + 9 cc water


S4_> 1.25 cc standard + 8.75 cc water

S5_> 1.56 cc standard + 8.64 cc water


سپس ۵ پلیت حاوی محیط کشت تلقیح شده غلظت ۱۰۰۰۰۰ *E.coli* را بر می داریم و در نهایت پشت هر پلیت را به ۶ قسمت تقسیم میکنیم. به وسیله ی انتهای pipette پاستور در هر قسمت بر روی هر پلیت چاهک ایجاد میکنیم و توسط نوک pipette محیط کشت بریده شده را خارج میکنیم. مقدار ۰/۱ میلی لیتر محیط کشت مولر هینتون آگار مذاب استریل را توسط pipette پاستور استریل برداشته و به کف چاهک میریزیم تا کف آن کاملاً مسدود و به ته پلیت بچسبد. توسط pipette پاستور استریل یا سرنگ استریل مقادیر ثابت به میزان ۰/۱ میلی لیتر از غلظت S1 تا S5 و Su برداشته و به درون چاهک های مربوطه، همان طور که در

شکل مشاهده می کنید و شماره گذاری شده است، میریزیم و همان طور که مشخص است در قسمت هایی که علامت سوال گذاشته شده است نمونه unknown (تحت شماره 2 برای گروه ما) را ریختیم.


درب پلیت را میگذاریم و پلیت ها را به آرامی به داخل انکوباتور در دمای ۳۷ درجه سانتی گراد به مدت ۱۶ الی ۱۸ ساعت قرار میدیم. بعد از ۱۶ الی ۱۸ ساعت قطر هاله ها را به وسیله کولیس یا خط کش اندازه میگیریم




شکل ۲ پلیت حاوی نمونه مجهول و S3




شکل S3 and S4 ۱



شکل S3 and S1 ۳



شکل S3 and S2 ۴



شکل S3 and S5

نتایج آزمایش :

	۱	۲	۳	\bar{x}	Diff.
S₃-1	۲۰	۲۰	۱۹	۱۹.۶	-۰.۴
S₃-2	۱۸	۱۹	۱۹	۱۸.۶	۰.۴
S₃-4	۲۱	۲۰	۱۹	۲۰	-۰.۸
S₃-5	۱۷	۱۸	۱۹	۱۸.۶	۰.۴

جدول ۱: داده‌های عدم رشد مربوط به S3 در پلیت‌های S1, S2, S4, S5

$$\bar{x}_{total} = \frac{19.6 + 18.6 + 20 + 18.6}{4} = 19.2$$

$$Diff. = \bar{x}_{total} - \bar{x}_{each}$$

	۱	۲	۳	\bar{x}	Diff.	Corrected d
S1	۱۷	۱۵	۱۴	۱۵.۳	-۰.۴	۱۴.۹
S2	۱۷	۱۷	۱۴	۱۶	۰.۶	۱۶.۶
S4	۲۰	۱۹	۲۱	۲۰	-۰.۸	۱۹.۲
S5	۱۷	۱۸	۱۹	۱۸	۰.۴	۱۸.۴


جدول ۲

قطر هاله عدم رشد برای غلظت های S1, S2, S4 و S5 را اندازه گیری کرده و در جدول وارد می کنیم و میانگین را حساب می کنیم. حال با استفاده از diff بدست آمده از جدول قبلی (قهوه‌ای)، Corrected D ها را محاسبه می کنیم.

	C	logC	Corrected d
S1	۰.۱۹۳	-۰.۱۹۳	۱۴.۹
S2	۰.۰۹۶	-۰.۰۹۶	۱۶.۶
S3	۱	۰	۱۹.۲
S4	۰.۱۹۳	۰.۱۹۳	۱۹.۲
S5	۰.۱۹۳	۰.۱۹۳	۱۸.۴

جدول ۳ مربوط به رسم Culibration Curve

با استفاده از اعداد به دست آمده از جدول شماره ۳، اقدام به کشیدن Culibration Curve می کنیم.



	۱	۲	۳	\bar{x}
S₃ - U	۱۸	۱۹	۱۸	۱۸.۳

جدول ۴ مربوط به S3 مجهول

$$Diff. = S3 \text{ corrected } D (\text{obtained from the curve}) - \bar{x}$$

$$Diff. = 19.2 - 18.3 = 0.9$$

	۱	۲	۳	\bar{x}	Diff. (curve)	Corrected (curve)
U	۱۱	۱۵	۱۴	۱۵	۰.۹	۱۵.۹

جدول ۵

در این جدول (شماره ۵) قطر هاله عدم رشد مربوط به نمونه مجهول را مشاهده می کنید. به وسیله ی diff بدست آمده با دیتا های جدول شماره 4 این میانگین را تصحیح می کنیم. سپس با توجه به منحنی رسم شده LogC را حساب کرده و بصورت آنتی لوگ به غلظت نمونه مجهول می رسیم.

$$y = 0.96x + 14.78$$

$$15.9 = 0.96x + 14.78 \quad \text{یا } \log C = 1.16 \quad \text{C} = 14.67$$

توجه شود که potency یی که ما حساب کردیم یعنی C در مقایسه با potency مجهول که روی فراورده اعلام شده است حداکثر می تواند 2 درصد متفاوت باشد، حالا یا بیشتر یا کمتر، اگر غیر از این بود فراورده reject می شود. طبق دستور USP با فراورده برخورد شود.

منابع

1. <https://www.sid.ir/search/journal/paper/>
2. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC۹۱۳۸۳۹/>
3. <https://www.sigmaaldrich.com/DE/de/technical-documents/technical-article/cell-culture-and-cell-culture-analysis/mammalian-cell-culture/antibiotic-kill-curve>

